

NL | FR | DE

HANDLEIDING | MANUEL | HANDBUCH

#### Model

Artisanaal katoenen mondmasker

#### Fabrikant

Textet Benelux NV  
Nieuwlandlaan 97  
3200 Aarschot  
België



Samenstelling doek : 100% katoen OEKO-TEX®  
Gewicht doek : +/- 120 g/m<sup>2</sup>  
Dubbel laag met opening onder voor het toevoegen van een filter

#### Waarschuwingen :

Dit product mag enkel gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar wegens verstikkingsgevaar. Kinderen mogen dit enkel onder supervisie dragen. Het dragen van een masker vraagt aanpassing, namelijk het gevoel van minder ademlucht, dit is normaal, het masker werkt. Let op, een mondmasker laat zeker geen zware inspanning toe, bv intensief sporten.

#### Onderhoudsinstructies :



15X wasbaar  
niet strijken op de elastiek.

#### Aanbevelingen :

Niet wassen met wasverzachter. Masker separaat wassen met toegevoegde ballast (bv. oude handdoeken)

#### Visuele controle na het onderhoud

Als er eender welke schade aan het masker (mindere aansluiting, vervorming, slijtage, enz.) wordt gedetecteerd, wordt het masker als niet meer bruikbaar beschouwd.

*Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 noch een persoonlijke beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425.*

#### Modèle

Masque buccal en coton artisanal

#### Fabrikant

Textet Benelux NV  
Nieuwlandlaan 97  
3200 Aarschot  
Belgique



Composition du tissu : 100% coton OEKO-TEX®  
Poids du tissu : +/- 120 g/m<sup>2</sup>  
Double couche avec ouverture en bas pour l'ajout d'un filtre

#### Avertissements :

Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation. Les enfants ne doivent le porter que sous surveillance. Le port d'un masque nécessite un ajustement, à savoir la sensation de moins d'air respirable, c'est normal, le masque fonctionne. Veuillez noter qu'un masque buccal ne permet certainement pas de faire de gros efforts, par exemple un exercice intensif.

#### Instructions d'entretien:



15X lavable  
ne pas repasser sur l'élastique

#### Recommandations :

Ne pas laver avec un assouplissant. Laver le masque séparément avec un lest supplémentaire (par exemple, de vieilles serviettes)

#### Inspection visuelle après maintenance

Si l'on détecte un quelconque dommage au masque (jonction réduite, déformation, usure, etc.), le masque est considéré comme inutilisable.

*Ce dispositif n'est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745 ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425.*

#### Modell

Mundschutz aus Baumwolle

#### Hersteller

Textet Benelux NV  
Nieuwlandlaan 97  
3200 Aarschot  
Belgien



Stoffzusammensetzung : 100% Baumwolle OEKO-TEX®  
Gewebegewicht : +/- 120 g/m<sup>2</sup>  
Doppelte Schicht mit Öffnung am Boden zum Hinzufügen eines Filters

#### Warnungen :

Dieses Produkt sollte wegen Erstickungsgefahr nur von Kindern älter 3 Jahre verwendet werden. Kinder dürfen es nur unter Aufsicht tragen. Das Tragen einer Maske erfordert Gewöhnung. Das Gefühl weniger Atemluft zu bekommen, ist normal und wird durch die Maske bewirkt. Bitte beachten Sie, dass eine Mundmaske sicherlich keine anstrengenden Übungen, wie intensives Training, zulässt.

#### Pflegeanweisungen :



15X mit 90° waschbar  
nicht auf dem Gummiband bügeln

#### Empfehlungen :

Nicht mit Weichspüler waschen. Maske getrennt mit zusätzlicher Füllung (z.B. alte Handtücher) waschen

#### Sichtprüfung nach der Pflege

Wenn eine Beschädigung der Maske (reduzierte Verbindung, Verformung, Abnutzung usw.) festgestellt wird, gilt die Maske als unbrauchbar.

*Diese Vorrichtung ist weder ein medizinisches Gerät im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 noch eine persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425.*

Entfernen

**Instructies voor het gebruik en verwijderen van het masker**

**Gebruik**



- 1: Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt.
- 2: Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten.
- 3: Houd het masker vast met de opening voor de filter naar onder gericht.
- 4,4a & 5: Zet het masker op en houd beide oorlussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze achter de oren, zodat het masker neus, mond en kin bedekt.

**Verwijderen**



- 1: Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt.
- 2: Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijk besmet is. Raak alleen de oorlussen aan.
- 3 & 3a : Verwijder het masker: houd beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op om het masker te verwijderen.
- 4: Gooi het masker in een gesloten wasmand
- 5: Was je handen met water en zeep voordat je iets anders aanraakt.

**Wegwerpen van beschadigd of einde levensduur masker**

Als een masker beschadigd of einde levensduur is, kan het, na wassen, met de gewone afval mee gegeven worden. Niet gewassen maskers moeten in een gesloten plastic zak ingepakt in een gesloten vuilbak weggegooid worden.

**Instructions pour l'utilisation et le retrait du masque**

**Utilisation**



- 1: Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.
- 2: Vérifiez le masque pour vous assurer qu'il n'y a pas de trous ou de fissures.
- 3: Tenez le masque avec l'ouverture du filtre dirigée vers le bas.
- 4,4a & 5: Mettez le masque et tenez les deux attaches pour les oreilles, étirez-les avec précaution et accrochez-les derrière les oreilles de façon à ce que le masque couvre le nez, la bouche et le menton.

**Enlèvement**



- 1: Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.
- 2: Ne pas toucher l'avant du masque, car il peut être contaminé. Ne touchez que les attaches pour les oreilles.
- 3 & 3a : Enlever le masque : tenir les deux attaches pour les oreilles, les desserrer et les soulever doucement pour enlever le masque.
- 4: Jeter le masque dans un panier à linge fermé.
- 5: Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher quoi que ce soit d'autre.

**Élimination d'un masque endommagé ou en fin de vie**

Si un masque est endommagé ou en fin de vie, il peut être jeté avec les déchets normaux après avoir été lavé. Les masques non lavés doivent être jetés dans un sac en plastique fermé.

**Anweisungen zum Verwenden und Entfernen der Maske**

**Verwenden**



- 1: Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser, bevor Sie die Maske berühren.
- 2: Überprüfen Sie die Maske, um sicherzustellen, dass keine Löcher oder Risse vorhanden sind.
- 3: Halten Sie die Maske mit der Filteröffnung nach unten.
- 4, 4a & 5: Setzen Sie die Maske auf und halten Sie beide Ohrschlaufen, dehnen Sie sie vorsichtig und haken Sie sie hinter den Ohren ein, so dass die Maske Nase, Mund und Kinn bedeckt.

**Entfernen**



- 1: Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser, bevor Sie die Maske berühren.
- 2: Berühren Sie nicht die Vorderseite der Maske, da diese kontaminiert sein könnte. Greifen Sie einfach an den Ohrschlaufen.
- 3 & 3a : Entfernen der Maske: Halten und lösen Sie beide Ohrschlaufen und heben Sie vorsichtig an, um die Maske abzunehmen.
- 4: Werfen Sie die Maske in einen geschlossenen Wäschekorb.
- 5: Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife, bevor Sie etwas Anderes berühren.

**Entsorgung von beschädigten oder ausgedienten Masken**

Wenn eine Maske beschädigt ist oder das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, kann sie nach dem Waschen mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Ungewaschene Masken sollten in einer geschlossenen Plastiktüte in einem geschlossenen Mülleimer entsorgt werden.